

品番:DK-C6SLJW-WH

熱熱

温度

スマホ連動

ジェットウォッシャー

取扱説明書

家庭用

このたびは、弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。ご使用の際は、本製品を安全に正しくお使いいただくため、重要な情報が記載されています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。誤った使用は故障や事故、けがなどの原因となります。

取扱説明書 オンライン版

QR CODE

使用上のご注意

●本製品は一般家庭用です。それ以外の用途に使用しないでください。ご使用前には「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。以下の禁止・警告・注意などのマークを表示している事項はいずれも安全に関する重要な内容です。必ずお守りください。

●本製品を火中に投入したり、高温になる場所に放置したりしない。

●本製品は充電式電池を内蔵しています。高温になると発火・破裂などによりけがの原因になります。

●医療機器、家庭用治療器のそばでは絶対に使用しない。

●心臓ペースメーカー、除細動器などの体内植込型医療機器、人工心肺・人工呼吸器などの生命維持管理機器、着型型自動除細動器・携帯型輸液ポンプなどの体外装着型医療機器のそばでは絶対に使用しないでください。機器が誤動作するおそれがあります。

●強い衝撃や振動を与えない。

●直射日光のある場所、高温多湿になる場所で使用、保管しない。

●クリーニングに有機溶剤を使用しない。

●端子に水分、金属、燃焼するものなど異物を入れない。

●絶対に修理・改造をしない。発火・感電・けがの原因になります。

●濡れた手で充電用USBケーブルを抜き差ししない。発火・感電・けがの原因になります。

●自分で意思表示できない人や、小さなお子だけで使用させない。また、乳幼児の手の届く所に置かない。

●6歳未満の子供には使用しない。

●自分で操作できない人や補助を必要とする人、取り扱いに不慣れな人だけで使用させない。事故やけがの原因になります。

●熱、におい、異音など異常のある場合は直ちに使用を中止して、弊社へご連絡ください。

●接続機器の正しい使用方法を確認してご使用ください。

●使用前、接続機器のデータバックアップをおこなってください。

●治療中の方は医師の指示に従って使用してください。

●使用後異常を感じる方は医師の治療を受けてください。

●お子様の手の届かない場所で使用、保管してください。

●ペースメーカーなどの医療機器を使用されている方は医師に相談のうえご使用ください。

安全上のご注意

●購入後、速やかに動作確認をおこなってください。

●充電時に専用充電ケーブルが破損していないことを確認する。傷んだ状態で使用すると、発火・感電・けがの原因になります。

●製品が破損したり、異常を感じた場合は中止し、すぐに使用を停止する。

●過熱や発煙を確認したらすぐに使用を中止してください。そのままの状態で使用すると、発火・感電・けがの原因になります。

●使用中に気分が悪くなった場合は、使用を中止する。

●治療中の歯や入れ歯など口腔内に気になる症状がある場合は、その部位での使用はしない、けがの原因になります。

●タンクに40℃を超える温水を入れない、けがの原因になります。

●水タンクに水、ぬるま湯以外の液体や異物を入れない。

●水タンクにマウスウォッシュ、デンタルリンスなど水、ぬるま湯以外の液体を入れないでください。故障の原因になります。

●口腔内洗浄以外に使用しない。舌下や目や鼻、その他デリケートな部分に使用すると、けがの原因になります。

●ノズルは他人と共有しない。唾液や粘膜などを通して、歯周病などに感染する原因になります。

●ノズル先端部以外を歯や歯ぐきに当てないでください。歯や歯ぐきを傷める原因になります。

●本製品に使用している無線装置は電波法に基づく2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムの無線設備として技術基準適合証明を受けています。本製品を使用するときは無線局の免許は必要ありません。

●本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器の他、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）があります。

●本製品を使用する前に、近くに移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運営されていないことを確認してください。万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用を停止し、お客様相談ホットラインにご連絡いただき、通信回避のための処置ください（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。

●その他、本製品の無線装置などについて不明な点などございましたら、お客様相談ホットラインまでお問い合わせください。

●本製品は日本国内のみ保証しています。●数値は理論値。概算となります。●画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。●製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく製品の仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●弊社では万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたらお客様相談ホットライン宛にご連絡ください。

各部名称

1 電源ボタン

2 モード切替ボタン

3 弱モード

4 普通モード

5 強力モード

6 パルスモード

7 充電インジケータ

8 充電完了・赤色ライト点灯

9 充電完了・青色ライト点灯

10 ノズル取り外しボタン

11 充電ポート

12 弱モード

13 普通モード

14 強力モード

15 パルスモード

16 ノズルは歯や歯茎に直接触れないようにご注意ください。

同梱品

1 本体

2 カメラ付きノズル

3 標準ノズル

4 エルボノズル

5 舌磨きノズル

6 充電ケーブル (USB A to Type-C)

7 ノズルの交換方法

8 ノズルを取り外しボタンを押し「カチッ」と音がしたら、ノズルを取り外せます。ノズルを取り付けるときはノズルをそのまま押し「カチッ」と音がしたら、取り付け完了。

9 4種類の水流モード

10 はじめての方や歯茎の敏感な方には弱モードを推奨します。モード切替: 弱→普通→強→パルス

11 4種類の替えノズル

12 カメラ付きノズル

13 エルボノズル

14 標準ノズル

15 舌磨きノズル

16 歯間や食べかすなど洗浄できます。毎日のケアに最適です。

17 ノズルからの水流で舌についた汚れを落とす口臭ケア。

アプリ使用方法

この取扱説明書は、iOS、Android OSバージョンは、2025年10月時点の仕様に基づいて構成されています。今後、バージョンアップされる内容により、異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ステップ1: アプリ「AiSee Pro」のダウンロード

本製品には専用アプリが必要です。スマホで下記のQRコードを読み取り、使用するデバイスのOSを選択し、アプリをダウンロードしてインストールしてください。

アプリのインストールはこちら

iOS/Android

QRコードをスキャンするか、【AiSee Pro】をAppStore/Google Playで検索、ダウンロードしてからインストールします。

ステップ2: 接続手順

A.「ジェットウォッシャー本体」をスマホに接続をおこないます

1 インジケータ（カメラ付きノズル）

2 電源ボタン

3 スマホと未接続の場合、点滅します。スマホと接続が完了された場合、点灯します。

4 電源ボタン

5 電源ボタンを約2秒長押しすると本体の電源がオンになりインジケータと操作パネルのライト点滅します。再度電源ボタンを約2秒長押しすると電源オフとなります。

6 専用アプリ「AiSee Pro」をタップして画面の内容に沿って進めてください。

B. 専用アプリ「AiSee Pro」をタップして画面の内容に沿って進めてください。

ステップ3: 操作方法説明

WiFiデバイス表示で「Jet-Washenxxxx」に正常に接続しアプリに戻り、「接続済み」をタップして本製品の専用アプリの操作画面が現れます。

アプリ画面説明

1 水平モード

2 カメラ付きノズル映像

3 写真モード

4 左右反転

5 上下反転

6 画面を分割

7 ビデオモード

8 アルバム

9 白黒/カラー

10 撮影ボタン

11 写真モード

12 分割画面の上下反転

13 カメラ付きノズル映像

14 スマホ本体のカメラ映像

15 メニューを表示/隠す

16 ビデオボタン

17 アルバム

18 共有

19 表示

20 削除

21 共有

22 アルバム編集

23 動画データ

24 アルバム編集

25 動画データ

26 アルバム編集

27 動画データ

28 アルバム編集

29 動画データ

30 アルバム編集

31 動画データ

32 アルバム編集

33 動画データ

34 アルバム編集

35 動画データ

36 アルバム編集

37 動画データ

38 アルバム編集

39 動画データ

40 アルバム編集

41 動画データ

42 アルバム編集

43 動画データ

44 アルバム編集

45 動画データ

46 アルバム編集

47 動画データ

48 アルバム編集

49 動画データ

50 アルバム編集

51 動画データ

52 アルバム編集

53 動画データ

54 アルバム編集

55 動画データ

56 アルバム編集

57 動画データ

58 アルバム編集

59 動画データ

60 アルバム編集

61 動画データ

62 アルバム編集

63 動画データ

64 アルバム編集

65 動画データ

66 アルバム編集

67 動画データ

68 アルバム編集

69 動画データ

70 アルバム編集

71 動画データ

72 アルバム編集

73 動画データ

74 アルバム編集

75 動画データ

76 アルバム編集

77 動画データ

78 アルバム編集

79 動画データ

80 アルバム編集

81 動画データ

82 アルバム編集

83 動画データ

84 アルバム編集

85 動画データ

86 アルバム編集

87 動画データ

88 アルバム編集

89 動画データ

90 アルバム編集

91 動画データ

92 アルバム編集

93 動画データ

94 アルバム編集

95 動画データ

96 アルバム編集

97 動画データ

98 アルバム編集

99 動画データ

100 アルバム編集

アプリアイコンの説明

操作方法 (iOS、Android共通)

1 アルバム: 製品で撮影した画像や動画を確認できます。

2 写真を撮影 (アルバムに保存)

3 動画を撮影 (アルバムに保存)

4 アルバム内に保存される写真やビデオを共有や削除ができます。

5 アプリアルバムの説明

●写真、動画のデータを保存

●タップすると再生・表示

●削除方法: 編集 → 写真/動画 → 選択 (一部/すべて) → ゴミ箱をタップ

●SNS共有: 編集 → 写真/動画 → 選択 (一部/すべて) → SNSをタップ

●本製品は日本国内のみ保証しています。●数値は理論値。概算となります。●画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。●製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく製品の仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。●弊社では万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたらお客様相談ホットライン宛にご連絡ください。

使用方法

1 図のようにふたを開け水平にし、給水口から水を注入する。●満水位置300mlを超えないようにしてください。

2 40℃以下の水道水、ぬるま湯をご使用ください。うがい薬・歯磨き粉・歯垢除去剤など化学薬品は絶対に注入しないでください。詰まりや破損の原因となります。

3 「弱モード」を選び、ノズルを洗浄する歯や歯茎に合わせて口を軽く閉じて「電源ボタン」を押すと水が流れます。

4 ノズルは洗浄したい部分にゆっくり近づけ、歯茎に触れないよう角度を調整してご使用ください。●使用時は口を軽く閉じ、ノズルの先端を歯の表面に沿わせてゆっくり動かしながら、頭を下に向けて水が口内に流れるようにすると、水しぶきによる衣類の濡れを防げます。

5 使用後は歯菌の繁殖を防ぐため、各部品をしっかりと洗浄してよく乾燥させてから保管してください。

6 使い終わったら、まず電源を切って操作を止めましょう。

7 本体を反時計回りに回して取り外せます。時計回りに回せば、タンクに付け戻せます。

8 ノズルや水タンクは、汚れをやさしく拭き取り、水分は乾いた布でしっかりと取ってください。

9 充電方法

10 ノズルは充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

11 充電中

12 充電完了

13 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

14 充電中

15 充電完了

16 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

17 充電中

18 充電完了

19 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

20 充電中

21 充電完了

22 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

23 充電中

24 充電完了

25 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

26 充電中

27 充電完了

28 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

29 充電中

30 充電完了

31 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

32 充電中

33 充電完了

34 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

35 充電中

36 充電完了

37 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

38 充電中

39 充電完了

40 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

41 充電中

42 充電完了

43 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

44 充電中

45 充電完了

46 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

47 充電中

48 充電完了

49 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

50 充電中

51 充電完了

52 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

53 充電中

54 充電完了

55 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

56 充電中

57 充電完了

58 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

59 充電中

60 充電完了

61 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

62 充電中

63 充電完了

64 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

65 充電中

66 充電完了

67 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

68 充電中

69 充電完了

70 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

71 充電中

72 充電完了

73 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

74 充電中

75 充電完了

76 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

77 充電中

78 充電完了

79 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

80 充電中

81 充電完了

82 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

83 充電中

84 充電完了

85 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

86 充電中

87 充電完了

88 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

89 充電中

90 充電完了

91 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

92 充電中

93 充電完了

94 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

95 充電中

96 充電完了

97 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

98 充電中

99 充電完了

100 充電中に「●」の上のランプは赤色点灯し、充電完了されたらランプは青色点灯します。●充電不足の時に赤色点滅します。

製品のお手入れ方法

ご使用後は歯菌に清掃してください。

ノズル

ノズルは3ヶ月ごとに交換することをおすすめしています。ノズルトップが変形された場合は、そのまま使用せず早急に新しいものと交換してください。シンナー、ガソリン、アルコールなどは使用しないでください。詳しくはお客様相談ホットラインへご相談ください。

防水カバー・吸引ホース

カバーやホースを曲げたり、引っ張ったりしないでください。●タンク内部の吸引ホース

製品本体

1. 製品本体をお手入れする際は、水の浸入を防ぐため、充電ポートの防水キャップを常に閉じたままにしてください。

2. 表面の汚れは中性洗剤を含ませた布で拭き取り、乾いた布で乾かしてください。製品本体の汚れがひどい場合は、水洗いが可能です。シンナー、ガソリン、アルコールなどは使用しないでください。

3. 洗浄の際には40℃以上の熱湯は使用しないでください。

給水口

給水口を定期的にチェックし、汚れが残っていないことを確認してください。水漏れや歯菌の発生により健康を損なうおそれがあります。

水タンク

●本製品を長期間使用しない場合は、水タンクを乾燥した状態に保ってください。●本製品を長期間使用しないときの水の噴射ができなくなる可能性があります。

図に沿って操作してください。

1. ノズル取り付け口に適量の水を入れ、ノズルを取り付け直します。

2. 本体の電源を入れ「強モード」を選択すると、約2分間連続して動作した後、通常の動作に戻ります。

iOSスマートフォンの初期設定

●本製品はスマホと連動して使用する製品です。●初期設定 (簡易版) 手順1. 本体の電源オン。手順2. 専用アプリのダウンロードと初期設定。手順3. 本体とスマホをWiFiで直接接続します。手順4. 専用アプリを起動 (家のアイコンをタップ) 手順5. 「すべての写真へのアクセスを許可」をおこなう。※手順書は参考画面です。iOSのバージョンにより画面の表示は変わる場合がありますのであらかじめご了承ください。

1 Wi-Fiで接続する

2 スマホのWiFi接続先は本製品だけになりますので、インターネットには接続しません。

3 AiSee Pro

4 AiSee Pro ユーティリティ

5 AiSee Pro ユーティリティ

6 AiSee Pro ユーティリティ

7 ローカルネットワーク

8 リマインダー

9 AiSee ProでBluetooth

10 AiSee ProでBluetooth

11 AiSee ProでBluetooth

12 AiSee ProでBluetooth

13 AiSee ProでBluetooth

14 AiSee ProでBluetooth

15 AiSee ProでBluetooth

16 AiSee ProでBluetooth

17 AiSee ProでBluetooth

18 AiSee ProでBluetooth

19 AiSee ProでBluetooth

20 AiSee ProでBluetooth

21 AiSee ProでBluetooth

22 AiSee ProでBluetooth

23 AiSee ProでBluetooth

24 AiSee ProでBluetooth

25 AiSee ProでBluetooth

26 AiSee ProでBluetooth

27 AiSee ProでBluetooth

28 AiSee ProでBluetooth

29 AiSee ProでBluetooth

30 AiSee ProでBluetooth

31 AiSee ProでBluetooth

32 AiSee ProでBluetooth

33 AiSee ProでBluetooth

34 AiSee ProでBluetooth

35 AiSee ProでBluetooth

36 AiSee ProでBluetooth

37 AiSee ProでBluetooth

38 AiSee ProでBluetooth

39 AiSee ProでBluetooth

40 AiSee ProでBluetooth

41 AiSee ProでBluetooth

42 AiSee ProでBluetooth

43 AiSee ProでBluetooth

44 AiSee ProでBluetooth

45 AiSee ProでBluetooth

46 AiSee ProでBluetooth

47 AiSee ProでBluetooth

48 AiSee ProでBluetooth

49 AiSee ProでBluetooth

50 AiSee ProでBluetooth

51 AiSee ProでBluetooth

52 AiSee ProでBluetooth

53 AiSee ProでBluetooth

54 AiSee ProでBluetooth

55 AiSee ProでBluetooth

56 AiSee ProでBluetooth

57 AiSee ProでBluetooth

58 AiSee ProでBluetooth

59 AiSee ProでBluetooth

60 AiSee ProでBluetooth

61 AiSee ProでBluetooth

62 AiSee ProでBluetooth

63 AiSee ProでBluetooth

64 AiSee ProでBluetooth

65 AiSee ProでBluetooth

66 AiSee ProでBluetooth

67 AiSee ProでBluetooth

68 AiSee ProでBluetooth

69 AiSee ProでBluetooth

70 AiSee ProでBluetooth

71 AiSee ProでBluetooth

72 AiSee ProでBluetooth

73 AiSee ProでBluetooth

74 AiSee ProでBluetooth

75 AiSee ProでBluetooth

76 AiSee ProでBluetooth

77 AiSee ProでBluetooth

78 AiSee ProでBluetooth

79 AiSee ProでBluetooth

80 AiSee ProでBluetooth

81 AiSee ProでBluetooth

82 AiSee ProでBluetooth

83 AiSee ProでBluetooth

84 AiSee ProでBluetooth

85 AiSee ProでBluetooth

86 AiSee ProでBluetooth

87 AiSee ProでBluetooth

88 AiSee ProでBluetooth

89 AiSee ProでBluetooth

90 AiSee ProでBluetooth

91 AiSee ProでBluetooth

92 AiSee ProでBluetooth

93 AiSee ProでBluetooth

94 AiSee ProでBluetooth

95 AiSee ProでBluetooth

96 AiSee ProでBluetooth

97 AiSee ProでBluetooth

98 AiSee ProでBluetooth

99 AiSee ProでBluetooth

100 AiSee ProでBluetooth

Androidスマートフォンの初期設定

●本製品はスマホと連動して使用する製品です。●初期設定 (簡易版) 手順1. 本体の電源オン。手順2. 専用アプリのダウンロードと初期設定。手順3. 本体とスマホをWiFiで直接接続します。手順4. 専用アプリを起動 (家のアイコンをタップ) 手順5. 「すべての写真へのアクセスを許可」をおこなう。※手順書は参考画面です。Androidのバージョンにより画面の表示は変わる場合がありますのであらかじめご了承ください。

1 Wi-Fiで接続する

2 スマホのWiFi接続先は本製品だけになりますので、インターネットには接続しません。

3 AiSee Pro

4 Google Play

5 AiSee Pro

6 AiSee Pro

7 AiSee Pro

8 AiSee Pro

9 AiSee Pro

10 AiSee Pro

11 AiSee Pro

12 AiSee Pro

13 AiSee Pro

14 AiSee Pro

15 AiSee Pro

16 AiSee Pro

17 AiSee Pro

18 AiSee Pro

19 AiSee Pro

20 AiSee Pro

21 AiSee Pro

22 AiSee Pro

23 AiSee Pro

24 AiSee Pro

25 AiSee Pro

26 AiSee Pro

27 AiSee Pro

28 AiSee Pro

29 AiSee Pro

30 AiSee Pro

31 AiSee Pro

32 AiSee Pro

33 AiSee Pro

34 AiSee Pro

35 AiSee Pro

36 AiSee Pro

37 AiSee Pro

38 AiSee Pro

39 AiSee Pro

40 AiSee Pro

41 AiSee Pro

42 AiSee Pro

43 AiSee Pro

44 AiSee Pro

45 AiSee Pro

46 AiSee Pro

47 AiSee Pro

48 AiSee Pro

49 AiSee Pro

50 AiSee Pro

51 AiSee Pro

52 AiSee Pro

53 AiSee Pro

54 AiSee Pro

55 AiSee Pro

56 AiSee Pro

57 AiSee Pro

58 AiSee Pro

59 AiSee Pro

60 AiSee Pro

61 AiSee Pro

62 AiSee Pro

63 AiSee Pro

64 AiSee Pro

65 AiSee Pro

66 AiSee Pro

67 AiSee Pro

68 AiSee Pro

69 AiSee Pro

70 AiSee Pro

71 AiSee Pro

72 AiSee Pro

73 AiSee Pro

74 AiSee Pro

75 AiSee Pro

76 AiSee Pro

77 AiSee Pro

78 AiSee Pro

79 AiSee Pro

80 AiSee Pro

81 AiSee Pro

82 AiSee Pro

83 AiSee Pro

84 AiSee Pro

85 AiSee Pro

86 AiSee Pro

87 AiSee Pro

88 AiSee Pro

89 AiSee Pro

90 AiSee Pro

91 AiSee Pro

92 AiSee Pro

93 AiSee Pro

94 AiSee Pro

95 AiSee Pro

96 AiSee Pro

97 AiSee Pro

98 AiSee Pro

99 AiSee Pro

100 AiSee Pro

保証規定

この取扱説明書には事故防止のため重要な注意事項と取扱方法を記載しておりますので、よくお読みいただき製品を安全にご使用ください。

保証期間: 新品購入日から1年以内 (初期不良2週間以内) ※消耗品扱いのため、修理はお受けしておりません。

・サポートサービスや初期不良対応には「購入日と販売店を確認できるレシートや購入証明書」が必要です。大切に保管してください。

・初期不良対応の期間中に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用方法で故障した場合に交換対応いたします。

・販売方法は各自治体の廃棄ルールに従って廃棄してください。

・本製品の保証は日本国内のみ有効です。

以下の場合には保証対象外となります。

1. 使用上の誤り、不当な修理と改造、調整、誤接続による故障や損傷。

2. 購入後の落下、衝撃、加圧、浸水などの不当な扱いによる故障や損傷。

3. 弊社指定サービス機関以外で起こった修理/改造/分解による故障や損傷。

4. 消耗によるもの、地震・雷・火災など災害によるもの (自然災害を含む)、結露、環境要因に起因する電圧の変化など。

5. 保管の不備 (高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管など) や手入れの不備 (本体内部に砂やホコリ、液体など異物混入) による故障および損傷。

6. 本製品以外の原因で生じた故障および損傷。

7. 本書の提示がない場合または未記入、改ざんが認められた場合。

8. ご購入日を確認できるレシートなどの証明書の提示がない場合。

サポート

弊社では万全を期して製品の取扱説明書を作成しましたが、万一ご不便やご都合などお気づきの点がありましたらお客様相談ホットラインにご連絡ください。

販売先: ミスターカード株式会社 メール窓口: miraion@miraion.jp

お客様相談センター 0570-001-885

お客様相談センター受付時間 10:30~11:30/14:30~16:30

※一部電話からは市内通話料金などご利用いただけます。 ※通話料はお客様負担となります。

※画像はイメージです。実物とデザイン、色など異なる場合がございます。 ※弊社は製品の改良や品質向上などの理由により、予告なく一部同梱物内容を変更する場合があります。

サポート依頼の流れ ※返送時の送料

製品に不具合が生じた場合、ご購入の店舗または弊社お客様相談ホットラインへお問い合わせください。

1. 初期不良の疑いがある場合、弊社お客様相談センターへメール (miraion@miraion.jp) でご連絡ください。

2. 弊社お客様相談センターにて原因を確認しましたら、ご返送方法をご案内いたします。

3. 確認のため依頼品をお預りし、症状を確認しましたら速やかに交換対応させていただきます。

※返送時の送料

【購入日から2週間以上】お客様の元払いでお送りください。

【購入日から2週間以内】指定便 (日本郵便 ゆうパック) の着払いでお送りください。

指定便以外はおお客様の元払いでお送りください。

※【ご注意】下記①②③に該当する場合、受け入れをお断りする場合がございますのであらかじめご了承ください。

① 事前に連絡のない依頼品 ② 指定業者以外の方の着払い ③ 初期不良期間を過ぎている依頼品の着払い